

Instructies dagboekje eventrecorder

Wanneer u klachten heeft, moet u de eventknop (paarse hartje) indrukken. Noteer uw klacht en geef de exacte datum en tijd aan en wat uw bezigheden daarbij zijn. Dit is belangrijk voor een goede beoordeling van de onderzoeksgegevens. Bij klachten kunt u denken aan duizeligheid, wegrakingen, hartkloppingen, pijn op de borst (soms uitstralend naar linkerschouder/-arm) of andere gevoelens van onbehagen die mogelijk met uw hart te maken hebben.

Bij klachten

1 keer drukken op de 'Press' knop (paarse hartje), het lampje 'Heart Rate' knippert dan 3 keer. De opname start en duurt 15 seconden. Neem een rustige houding aan.

Leefregels

- De eventrecorder mag niet nat worden.
- U mag uw gebruikelijke werkzaamheden uitvoeren.
- Gebruik geen vette douchegels, crème of bodylotion op de plaats van de plakkers.
- Ook moet uw huid schoon en droog zijn

Douchen en wassen

- Wanneer u gaat douchen of baden, haalt u de kabel van de plakkers.
- Haal de stekker van de kabel niet uit de eventrecorder.
- De eventrecorder blijft aan staan. Leg deze op een droge plaats.
- De plakkers haalt u voor of tijdens het douchen / baden voorzichtig van de huid. De gebruikte plakkers kunt u weggooiën.
- Na het douchen plakt u nieuwe plakkers op uw huid. Let op dat de huid goed schoon en droog is.
- Nadat u de elektrodes heeft aangesloten, gaat de eventrecorder verder met monitoren.

Belangrijk om te weten

- Een accu gaat gemiddeld 8 à 12 uur mee. Het is daarom belangrijk om de accu 2 à 3x per dag te verwisselen.
- Zorgt u ervoor dat de accu in de eventrecorder vol is voordat u gaat slapen.

Nazorg

Voor het verwijderen van de plakkers adviseren wij u deze onder de douche eraf te halen. Eventuele achtergebleven lijmresten kunt u met een (huid)olie verwijderen.

Inleveren van de eventrecorder

U levert alles weer in op de afgesproken tijd en plaats.

Contact

Bij vragen of problemen zijn wij op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 053 – 487 2110.

Dagboek Eventrecorder 3 leads Cardiologie

Patiënten sticker

Behandelend arts: _____

Aangesloten door: _____

Aansluitdatum: _____

Starttijd: _____

Inleverdatum: _____

Eindtijd: _____

Recorder- serienummer: _____

Kabelnummer: _____

Datum poli / telefonische afspraak: _____

QR-code informatiefolder



Let op: de eventrecorder is geen continu bewaking. Dat wil zeggen, wanneer u zich niet goed voelt en / of wanneer u het niet vertrouwt, belt u 112.

Voorbeeld invullen dagboek eventrecorder

Datum	Tijd		Klachten	Bezigheid
	Van	Tot		
30 sept	13.00	13.30	Hartkloppingen	Fietsen

Datum	Tijd		Klachten	Bezigheid
	van	tot		

Meer informatie? Scan de QR-code met de camera van uw telefoon, open de link en bekijk de instructiefilmpjes.

Hoe sluit u de kabel aan?



Hoe verwisselt u een plakker?



Gebruik van de eventknop.



Hoe verwisselt u een accu?



Hoe laadt u een accu op?

